

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Dangerous Good - 5-component ICP-MS Tuning Solution, Mix 3 at 10 µg/mL 100 mL Contains: HPS-ICP-MS-TS-3-100**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Dangerous Good - 5-component ICP-MS Tuning Solution, Mix 3 at 10 µg/mL 100 mL Contains:                                                                                                                                                                 |
| Artikelnummer            | HPS-ICP-MS-TS-3-100                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | ICP-MS-TS-3-100                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alternativnummer         | HPS-ICP-MS-TS-3-100-100                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktbeschreibung      | ICP-MS Tuning Solution 3 in 2% HNO <sub>3</sub> Beryllium, Cobalt, Indium, Lead, Magnesium in 2% HNO <sub>3</sub> . 12 months expiry date. Traceable to NIST 31XX series. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited.... |