

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **HSP71 (mycobacterial) monoclonal antibody (5A8)** **ENZ-ADI-SPA-885-J**

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelname              | HSP71 (mycobacterial) monoclonal antibody (5A8)    |
| Artikelnummer            | ENZ-ADI-SPA-885-J                                  |
| Hersteller Artikelnummer | ADI-SPA-885-J                                      |
| Alternativnummer         | ENZ-ADI-SPA-885-J-1                                |
| Hersteller               | Enzo Life Sciences                                 |
| Wirt                     | Mouse                                              |
| Kategorie                | Antikörper                                         |
| Applikation              | WB                                                 |
| Spezies Reaktivität      | Bacteria                                           |
| Immunogen                | Recombinant mycobacterial Hsp71.                   |
| Produktbeschreibung      | HSP71 (mycobacterial) monoclonal antibody (5A8)... |
| Klonalität               | Monoclonal                                         |
| Klon-Bezeichnung         | [5A8]                                              |
| Isotyp                   | IgG1                                               |
| UniProt                  | <a href="#">P9WMJ9</a>                             |
| Quelle                   | Purified from mouse ascites.                       |
| Reinheit                 | Protein G affinity purified.                       |

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Formulierung           | Liquid. In PBS, pH 7.2, containing 50% glycerol and 0.09% sodium azide. |
| Target-Kategorie       | HSP70                                                                   |
| Anwendungsbeschreibung | Detects a band of ~71kDa by Western blot.                               |