

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### TRAP1 monoclonal antibody (9B6) ENZ-ADI-SPA-971-0200

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelname              | TRAP1 monoclonal antibody (9B6)                     |
| Artikelnummer            | ENZ-ADI-SPA-971-0200                                |
| Hersteller Artikelnummer | ADI-SPA-971-0200                                    |
| Alternativnummer         | ENZ-ADI-SPA-971-0200-200                            |
| Hersteller               | Enzo Life Sciences                                  |
| Wirt                     | Mouse                                               |
| Kategorie                | Antikörper                                          |
| Applikation              | WB                                                  |
| Spezies Reaktivität      | Mouse, Human                                        |
| Immunogen                | Recombinant human TRAP1.                            |
| Produktbeschreibung      | TRAP1 monoclonal antibody (9B6)...                  |
| Klonalität               | Monoclonal                                          |
| Klon-Bezeichnung         | [9B6]                                               |
| Isotyp                   | IgG2a                                               |
| UniProt                  | <a href="#">Q12931</a>                              |
| Quelle                   | Purified from hybridoma tissue culture supernatant. |
| Reinheit                 | Protein G affinity purified.                        |

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Formulierung           | Liquid. In PBS, pH 7.2, containing 50% glycerol and 0.09% sodium azide. |
| Target-Kategorie       | TRAP1                                                                   |
| Anwendungsbeschreibung | Detects a band of ~72kDa by Western blot.                               |