

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Dopamine transporter (extracellular loop) polyclonal antibody ENZ-BML-SA509-0100

Artikelname	Dopamine transporter (extracellular loop) polyclonal antibody
Artikelnummer	ENZ-BML-SA509-0100
Hersteller Artikelnummer	BML-SA509-0100
Alternativnummer	ENZ-BML-SA509-0100-100
Hersteller	Enzo Life Sciences
Wirt	Rabbit
Kategorie	Antikörper
Applikation	IHC, WB
Spezies Reaktivität	Mouse, Human, Monkey
Immunogen	Synthetic peptide corresponding to a portion of the extracellular loop 2 (EL2) region of human dopamine transporter.
Produktbeschreibung	Dopamine transporter (extracellular loop) polyclonal antibody...
Klonalität	Polyclonal
UniProt	Q01959
Formulierung	Liquid. In 10mM HEPES, pH 7.5, containing 150mM NaCl, 10% BSA and 50% glycerol.
Target-Kategorie	Dopamine transporter