

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Dog IgG Fab Fluorescein, FITC ROC-004-0205

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Dog IgG Fab Fluorescein, FITC                                                                                                                                                                                                                                  |
| Artikelnummer            | ROC-004-0205                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | 004-0205                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | ROC-004-0205                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller               | Rockland Immunochemicals                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Konjugation              | FITC                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Konzentration            | 1.0 mg/mL by UV absorbance at 280 nm                                                                                                                                                                                                                           |
| Puffer                   | 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2                                                                                                                                                                                                     |
| Quelle                   | Dog                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formulierung             | Lyophilized                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anwendungsbeschreibung   | Dog IgG Fab fragment Fluorescein conjugated is designed for immunofluorescence microscopy, fluorescence based plate assays (FLISA) and fluorescent western blotting. This product is also suitable for multiplex analysis, including multicolor imaging, utili |