

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

TransIT-X2 Dynamic Delivery System MIR-6003

Artikelname	TransIT-X2 Dynamic Delivery System
Artikelnummer	MIR-6003
Hersteller Artikelnummer	MIR-6003
Alternativnummer	MIR-6003,MIR6003,MIR 6003
Hersteller	Mirus Bio
Kategorie	Sonstiges
Produktbeschreibung	Achieve superior transfections with an innovative lipopolymeric system that efficiently delivers both DNA and siRNA/miRNA out of the endosome and into the cytoplasm, overcoming a critical barrier to nucleic acid delivery. The TransIT-X2 Dynamic Deliv...