

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Borealis Arrestin KOR Assay - 10mL MTM-D2080G-010**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Borealis Arrestin KOR Assay - 10mL                                                                                                                                                                                                                            |
| Artikelnummer            | MTM-D2080G-010                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller Artikelnummer | D2080G-010                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alternativnummer         | MTM-D2080G-010                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller               | Montana Molecular                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kategorie                | Molekularbiologie                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktbeschreibung      | Fluorescent Arrestin Recruitment assay for the Kappa Opioid receptor (KOR), designed for real-time kinetic measurements on automated plate readers or fluorescence microscopes. The Borealis arrestin biosensor, unmodified GPCR, and GRK are delivered vi... |