

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Red Upward DAG Assay - 10mL MTM-U0300R-010

Artikelname	Red Upward DAG Assay - 10mL
Artikelnummer	MTM-U0300R-010
Hersteller Artikelnummer	U0300R-010
Alternativnummer	MTM-U0300R-010
Hersteller	Montana Molecular
Kategorie	Molekularbiologie
Produktbeschreibung	Measure diacylglycerol (DAG) signaling kinetics, screen GPCRs for Gq activity, and more with this live cell fluorescent assay. Add the DAG sensor to your cells and measure robust signals after 30 hours on an automated plate reader or fluorescence ima...