

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **EbbaBiolight 680, (solvent Aqueous, concentration 1mg/ml)** **EBB-E680-A-50**

|                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | EbbaBiolight 680, (solvent Aqueous, concentration 1mg/ml)                                                                                    |
| Artikelnummer            | EBB-E680-A-50                                                                                                                                |
| Hersteller Artikelnummer | E680-A-50                                                                                                                                    |
| Alternativnummer         | EBB-E680-A-50                                                                                                                                |
| Hersteller               | Ebba Biotech                                                                                                                                 |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                    |
| Produktbeschreibung      | Optotracer, fluorescent tracer molecule...                                                                                                   |
| Konzentration            | 1 mg/ml                                                                                                                                      |
| Molekulargewicht         | 668,7 g/mol                                                                                                                                  |
| Sensitivitaet            | nM                                                                                                                                           |
| Pubmed                   | <a href=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10 target=_blank rel=nofollow>10                                                                     |
| Puffer                   | Aqueous                                                                                                                                      |
| Reinheit                 | > 95%                                                                                                                                        |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                                                       |
| Proben                   | Agar plate colonies, liquid cultures, live cultures, Dried steaks                                                                            |
| Target-Kategorie         | gram negatives: extracellular matrix components (cellulose, curli)<br>gram positives: peptidoglycan, lipoteichoic acids, wall teichoic acids |
| Application Verdünnung   | 1:1000                                                                                                                                       |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Anwendungsbeschreibung | Dilute 1:1000. |
|------------------------|----------------|