

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

RNA Marker Low Easy ABN-R0002

Artikelname	RNA Marker Low Easy
Artikelnummer	ABN-R0002
Hersteller Artikelnummer	R0002
Alternativnummer	ABN-R0002-125
Hersteller	Abnova
Kategorie	Molekularbiologie
Applikation	EP
Produktbeschreibung	The RNA Marker Low Easy is supplied in a ready-to-use mixture of loading dye (containing formamide, EDTA sodium salt, bromphenol blue) and RNAs. It is prepared for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis but not agarose gel electrophoresis. The ...
Application Verdünnung	5 uL is recommended for loading to a well (0.1 ug of each RNA / 5 uL)