

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **bcr/abl DY Translocation FISH Probe ABN-FT0002**

|                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | bcr/abl DY Translocation FISH Probe                                                                                                                |
| Artikelnummer            | ABN-FT0002                                                                                                                                         |
| Hersteller Artikelnummer | FT0002                                                                                                                                             |
| Alternativnummer         | ABN-FT0002-100,ABN-FT0002-200                                                                                                                      |
| Hersteller               | Abnova                                                                                                                                             |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                          |
| Applikation              | FISH                                                                                                                                               |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                              |
| Produktbeschreibung      | Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluorescent In Situ Hybridization Technique. ( <a href="#">Technology</a> ).... |
| UniProt                  | 25, 613                                                                                                                                            |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                                                             |
| Target-Kategorie         | BCR                                                                                                                                                |