

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **U-2 OS (human osteogenic sarcoma) nuclear extract lysate (non-denatured), Human ABN-L022V4**

Artikelname	U-2 OS (human osteogenic sarcoma) nuclear extract lysate (non-denatured), Human
Artikelnummer	ABN-L022V4
Hersteller Artikelnummer	L022V4
Alternativnummer	ABN-L022V4-50
Hersteller	Abnova
Wirt	Human
Kategorie	Zellen/Zellkultur
Applikation	IP, WB
Spezies Reaktivität	Human
Produktbeschreibung	Nuclear extract cell lysate (non-denatured)....
Puffer	In Buffer D.
Quelle	Bone
Application Verdünnung	Use it directly for immuno-precipitation, or heat lysate with SDS gel loading buffer to 95C for 5 minutes followed by rapid cooling for western blot application. If dissociating conditions are required, add reducing agent prior to heating.