

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Rabbit Anti-Donkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 350, Polyclonal DLD-DL87112A

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Rabbit Anti-Donkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 350, Polyclonal                                                        |
| Artikelnummer            | DLD-DL87112A                                                                                                      |
| Hersteller Artikelnummer | DL87112A                                                                                                          |
| Alternativnummer         | DLD-DL87112A-100,DLD-DL87112A-500,DLD-DL87112A-1                                                                  |
| Hersteller               | DLDEVELOP                                                                                                         |
| Wirt                     | Rabbit                                                                                                            |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                        |
| Applikation              | ELISA, FC, IF, IHC                                                                                                |
| Immunogen                | Donkey IgG                                                                                                        |
| Konjugation              | Alexa Fluor 350                                                                                                   |
| Klonalität               | Polyclonal                                                                                                        |
| Konzentration            | 1mg/mL                                                                                                            |
| Puffer                   | 1 mg/ml, liquid in 0.01M Phosphate Buffered Saline, pH 7.2, containing 1% BSA, 50% glycerol, 0.02% Sodium Azide   |
| Reinheit                 | The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Application Verdünnung   | IH (1/100 - 1/1000), IF (1/100 - 1/1000), FC (1/1000 - 1/4000), E (Use at an assay dependent concentration)       |