

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Mouse Excitatory Amino Acid Transporter 2 (EAAT2) ELISA Kit DLD-DLR-EAAT2-MU

Artikelname	Mouse Excitatory Amino Acid Transporter 2 (EAAT2) ELISA Kit
Artikelnummer	DLD-DLR-EAAT2-MU
Hersteller Artikelnummer	DLR-EAAT2-Mu
Alternativnummer	DLD-DLR-EAAT2-MU-96,DLD-DLR-EAAT2-MU-48
Hersteller	DLDEVELOP
Kategorie	Kits/Assays
Spezies Reaktivität	Mouse
Detektionsbereich	0.156-10ng/mL
Sensitivitaet	0.039ng/mL
NCBI	20511
UniProt	P43006
Proben	tissue homogenates or other biological fluids.