

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Mouse N-Terminal Pro Atrial Natriuretic Peptide (NT-ProANP) ELISA Kit DLD-DLR-NT-PROANP-MU

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelname              | Mouse N-Terminal Pro Atrial Natriuretic Peptide (NT-ProANP) ELISA Kit                                |
| Artikelnummer            | DLD-DLR-NT-PROANP-MU   |
| Hersteller Artikelnummer | DLR-NT-ProANP-Mu   |
| Alternativnummer         | DLD-DLR-NT-PROANP-MU-96,DLD-DLR-NT-PROANP-MU-48  |
| Hersteller               | DLDEVELOP  |
| Kategorie                | Kits/Assays  |
| Spezies Reaktivität      | Mouse  |
| Detektionsbereich        | 78.1-5000pg/mL   |
| Sensitivitaet            | 29pg/mL  |
| Proben                   | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids. |