

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### LAMP2-(PT0249R)-Rabbit-mAb, Clone: [PT0249R], Monoclonal AST-YM8157

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikelname              | LAMP2-(PT0249R)-Rabbit-mAb, Clone: [PT0249R], Monoclonal |
| Artikelnummer            | AST-YM8157                                               |
| Hersteller Artikelnummer | YM8157                                                   |
| Alternativnummer         | AST-YM8157-40,AST-YM8157-100,AST-YM8157-200              |
| Hersteller               | Assay Biotechnology                                      |
| Kategorie                | Antikörper                                               |
| Applikation              | ELISA, IF, IHC, IP, WB                                   |
| Spezies Reaktivität      | Human, Mouse                                             |
| Klonalität               | Monoclonal                                               |
| Klon-Bezeichnung         | [PT0249R]                                                |
| Tag                      | Recombinant                                              |
| NCBI                     | <a href="#">3920</a>                                     |
| UniProt                  | <a href="#">P13473</a>                                   |
| Quelle                   | Monoclonal Rabbit IgG, Kappa                             |
| Reinheit                 | Protein A                                                |
| Formulierung             | PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA           |
| Target-Kategorie         | LAMP2                                                    |

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Application Verdünnung | WB 1:1000-1:5000 IF 1:200-1:1000 ELISA 1:5000-1:20000 IP 1:50-1:200 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|