

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Bright-Dtech 545-Tb PDT-BDT545

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Bright-Dtech 545-Tb                                                                                          |
| Artikelnummer            | PDT-BDT545                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | BDT545                                                                                                       |
| Alternativnummer         | PDT-BDT545-250,PDT-BDT545-500,PDT-BDT545-1,PDT-BDT545-1.5,PDT-BDT545-2X1.5,PDT-BDT545-3X1.5,PDT-BDT545-4X1.5 |
| Hersteller               | Poly-Dtech                                                                                                   |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                    |
| Konjugation              | Bright-Dtech 545                                                                                             |
| Produktbeschreibung      | Bright-Dtech 545-Tb (Green) without coupling...                                                              |
| Konzentration            | 1x10-8 M                                                                                                     |
| Sensitivitaet            | 1x10-13M                                                                                                     |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                       |
| Proben                   | Serum, Plasma, Cell supernatant, urine, other biological fluids                                              |
| Application Verdünnung   | 1/10 to 1/1000                                                                                               |