

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Reagecon 0.5 mg/L C from USP Sucrose Total Organic Carbon (TOC) Standard for Analytik Jena, Lachat, OI Analytical, Teledyne Tekmar and Shimadzu TOC-L/TOC-V/TOC-Vcsh/TOC-4200 Analysers RGC-ISTOC1141**

|                          |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Reagecon 0.5 mg/L C from USP Sucrose Total Organic Carbon (TOC)<br>Standard for Analytik Jena, Lachat, OI Analytical, Teledyne Tekmar<br>and Shimadzu TOC-L/TOC-V/TOC-Vcsh/TOC-4200 Analysers |
| Artikelnummer            | RGC-ISTOC1141                                                                                                                                                                                 |
| Hersteller Artikelnummer | ISTOC1141                                                                                                                                                                                     |
| Alternativnummer         | RGC-ISTOC1141-500                                                                                                                                                                             |
| Hersteller               | Reagecon                                                                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Humandiagnostik                                                                                                                                                                               |