

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

**Cytomegalovirus (CMV Cocktail), Clone: [DDG9+CCH2], Monoclonal  
ZYT-MOB049R**

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Cytomegalovirus (CMV Cocktail), Clone: [DDG9+CCH2], Monoclonal |
| Artikelnummer            | ZYT-MOB049R                                                    |
| Hersteller Artikelnummer | MOB049R                                                        |
| Alternativnummer         | ZYT-MOB049R                                                    |
| Hersteller               | Zytomed Systems                                                |
| Wirt                     | Mouse                                                          |
| Kategorie                | Antikörper                                                     |
| Applikation              | IHC-P                                                          |
| Spezies Reaktivität      | CMV                                                            |
| Immunogen                | Mouse IgG2a+IgG1                                               |
| Klonalität               | Monoclonal                                                     |
| Klon-Bezeichnung         | [DDG9+CCH2]                                                    |
| Isotyp                   | IgG1, IgG2a                                                    |
| Puffer                   | Citrate                                                        |
| Formulierung             | Concentrate                                                    |
| Lagerung                 | 2°C to 8°C                                                     |
| Application Verdünnung   | 1:10 - 1:25                                                    |
| Anwendungsbeschreibung   | Positive control: Infected Lung                                |