

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Nipah Virus Glycoprotein G / Ephrin B2 Ligand Binding Assay Kit RAY-NIV-EFNB2-G-5

Artikelname	Nipah Virus Glycoprotein G / Ephrin B2 Ligand Binding Assay Kit
Artikelnummer	RAY-NIV-EFNB2-G-5
Hersteller Artikelnummer	NIV-EFNB2-G-5
Alternativnummer	RAY-NIV-EFNB2-G-5
Hersteller	RayBiotech
Kategorie	Kits/Assays
Spezies Reaktivität	Human
Produktbeschreibung	The Nipah Virus Glycoprotein G / Ephrin B2 Ligand Binding Assay Kit uses a rapid, simple, and sensitive method to characterize the binding affinity between Glycoprotein G and Ephrin B2 in the presence of potential inhibitors within 4 hours....
NCBI	1948
Formulierung	96-well Microplate
Proben	Plasma, Serum, Antibodies, Proteins, Small Molecules, Peptides
Target-Kategorie	Glycoprotein / G, EphB2 (EFNB2)
Anwendungsbeschreibung	Colorimetric