

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Anti-FITC (Fluorescein isothiocyanate) (FITC), IgM kappa, Clone: LO-FLUO SYN-LO-FLUO-FITC-0.5

Artikelname	Anti-FITC (Fluorescein isothiocyanate) (FITC), IgM kappa, Clone: LO-FLUO
Artikelnummer	SYN-LO-FLUO-FITC-0.5
Hersteller Artikelnummer	LO-FLUO-FITC-0.5
Alternativnummer	SYN-LO-FLUO-FITC-0.5
Hersteller	Synabs
Wirt	Rat
Kategorie	Antikörper
Applikation	ELISA, WB
Spezies Reaktivität	Rat
Konjugation	FITC
Konzentration	1mg/mL
Klon-Bezeichnung	LO-FLUO
Isotyp	IgM kappa
Puffer	PBS/0,1%NaN ₃ /50%glycerol
Reinheit	Immunoaffinity chromatography (Purification on Mouse anti-Rat column)
Lagerung	-20°C
Formel	PBS/0,1%NaN ₃ /50%glycerol

Target-Kategorie	Fluorescein isothiocyanate
------------------	----------------------------