

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

AVB Sepharose High Performance CRM-AV-341C

Artikelname	AVB Sepharose High Performance
Artikelnummer	CRM-AV-341C
Hersteller Artikelnummer	AV-341C
Alternativnummer	CRM-AV-341C-25
Hersteller	Creative BioMart
Kategorie	Sonstiges
Anwendungsbeschreibung	<p>When using AVB Sepharose High Performance the AAV can be applied directly from clarified AAV vector cell lysate. Conventional buffers (e.g., PBS, Tris, citrate) may be used for loading, washing, and elution. Virus binds to the column at around neutral pH and is typically eluted by lowering the pH, for example in the range of pH 2 to 5. Since AAV is sensitive to highly acidic conditions, it is important to minimize the exposure to low pH during elution. Therefore, collected elution fractions should be neutralized immediately.</p>