

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Capto Heparin affinity chromatography resin CRM-CA-356C

Artikelname	Capto Heparin affinity chromatography resin
Artikelnummer	CRM-CA-356C
Hersteller Artikelnummer	Ca-356C
Alternativnummer	CRM-CA-356C-25
Hersteller	Creative BioMart
Kategorie	Sonstiges
Anwendungsbeschreibung	For using Capto Heparin to purify the blood coagulation factor antithrombin III from bovine plasma.