

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Livin blocking peptide GTX89665-PEP

|                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Livin blocking peptide                                                                                                                       |
| Artikelnummer            | GTX89665-PEP                                                                                                                                 |
| Hersteller Artikelnummer | GTX89665-PEP                                                                                                                                 |
| Alternativnummer         | GTX89665-PEP-100                                                                                                                             |
| Hersteller               | GeneTex                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Proteine/Peptide                                                                                                                             |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                        |
| Sensitivitaet            | The peptide was used in the production of GTX89665.                                                                                          |
| NCBI                     | <a href="#">79444</a>                                                                                                                        |
| Puffer                   | Reconstitute with 200µl distilled water to obtain a 0.5mg/ml peptide solution. Lyophilized from 5% (v/v) acetonitrile/H2O, no preservatives. |
| Formulierung             | Lyophilized powder                                                                                                                           |
| Sequenz                  | C-RAPVRSRVRT                                                                                                                                 |