

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Active Cathelicidin Antimicrobial Peptide (CAMP) USC-APC419MU61

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Active Cathelicidin Antimicrobial Peptide (CAMP)                                                                   |
| Artikelnummer            | USC-APC419MU61                                                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | APC419Mu61                                                                                                         |
| Alternativnummer         | USC-APC419MU61-10, USC-APC419MU61-50, USC-APC419MU61-100, USC-APC419MU61-200, USC-APC419MU61-500, USC-APC419MU61-1 |
| Hersteller               | Cloud-Clone                                                                                                        |
| Kategorie                | Proteine/Peptide                                                                                                   |
| Applikation              | Activity Assay, Cell Culture                                                                                       |
| Spezies Reaktivität      | Mouse                                                                                                              |
| Molekulargewicht         | Predicted Molecular Mass(KD): 17.8kDa. Accurate Molecular Mass(KD): 16kDa                                          |
| UniProt                  | <a href="#">P51437</a>                                                                                             |
| Puffer                   | PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.                                            |
| Reinheit                 | > 95%                                                                                                              |
| Formulierung             | Freeze-dried powder                                                                                                |