

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Rat PON1 Ready-To-Use IHC Kit BSS-IHC0442R

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Rat PON1 Ready-To-Use IHC Kit                                                                                                                                                                                                                                  |
| Artikelnummer            | BSS-IHC0442R                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | IHC0442R                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | BSS-IHC0442R-50                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller               | Bioss                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spezies Reaktivität      | Rat                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktbeschreibung      | The paraoxonase (PON) gene-family in humans has three members, PON1, PON2, and PON3, aligned next to each other on the long arm of chromosome 7q21.3-22.1. PON1 of these is synthesized primarily in the liver and a portion is secreted into the plasma, w... |
| Proben                   | FFPE tissue                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Target-Kategorie         | Rat PON1                                                                                                                                                                                                                                                       |