

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### 10-70 kDa Protein Marker (Stained) ABX098957

|                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | 10-70 kDa Protein Marker (Stained)                                                                                                                                         |
| Artikelnummer            | ABX098957                                                                                                                                                                  |
| Hersteller Artikelnummer | abx098957                                                                                                                                                                  |
| Alternativnummer         | ABX098957-15UL                                                                                                                                                             |
| Hersteller               | Abbexa                                                                                                                                                                     |
| Kategorie                | Molekularbiologie                                                                                                                                                          |
| Applikation              | SDS-PAGE, WB                                                                                                                                                               |
| Puffer                   | 62.5 mM Tris-H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (pH 7.5 at 25 C), 1 mM EDTA, 2% (w/v) SDS, 100 mM DTT, 1 mM sodium azide, 0.01% (w/v) bromophenol blue and 33% (v/v) glycerol. |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                                                                                     |
| Target-Kategorie         | 10-70 kDa Protein Marker (Stained)                                                                                                                                         |