

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Pan-RAS-IN-2, CAS [[3034673-92-9]] TGM-T88116

Artikelname	Pan-RAS-IN-2, CAS [[3034673-92-9]]
Artikelnummer	TGM-T88116
Hersteller Artikelnummer	T88116
Alternativnummer	TGM-T88116-1MLX10MM(INDMSO),TGM-T88116-1MG,TGM-T88116-5MG,TGM-T88116-10MG,TGM-T88116-25MG,TGM-T88116-50MG
Hersteller	TargetMol
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Pan-RAS-IN-2 (compound 6A) is an orally active molecular glue that targets RAS by inducing ternary complex formation with cyclophilin A (CYPA) and RAS in the ON state, leading to potent inhibition of downstream RAF binding and pERK signaling with an ...
Molekulargewicht	837.08
Reinheit	99.81%
CAS Nummer	[3034673-92-9]
Formel	C46H60N8O5S
Target-Kategorie	Ras