

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### 1 ml HiFliQ Q IEX Agarose FPLC column PAR-HIFLIQ1-Q-1

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelname              | 1 ml HiFliQ Q IEX Agarose FPLC column               |
| Artikelnummer            | PAR-HIFLIQ1-Q-1                                     |
| Hersteller Artikelnummer | HiFliQ1-Q-1                                         |
| Alternativnummer         | PAR-HIFLIQ1-Q-1                                     |
| Hersteller               | ProteinArk                                          |
| Kategorie                | Zellen/Zellkultur                                   |
| Produktbeschreibung      | 1 ml HiFliQ Q IEX Agarose FPLC column (1 x 1 ml)... |