

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Optima PRO Ni Advance 96 well Screen (1 plate) (without DE) PAR-PAL-HT-NIADV-1

Artikelname	Optima PRO Ni Advance 96 well Screen (1 plate) (without DE)
Artikelnummer	PAR-PAL-HT-NIADV-1
Hersteller Artikelnummer	PAL-HT-NIADV-1
Alternativnummer	PAR-PAL-HT-NIADV-1
Hersteller	ProteinArk
Kategorie	Kits/Assays
Produktbeschreibung	1 PRO Screen, 1 Pressure sealing plate, 2 wash/eluate collection plates (2 ml), 2 eluate collection plates (0.35 ml), 2 blotting membranes, 1 sealing mat...