

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Green Fluorescent FAM-Leu-DAP Serine Protease Assay Kit ICT-967

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Green Fluorescent FAM-Leu-DAP Serine Protease Assay Kit                                                                                                                                                                                                |
| Artikelnummer            | ICT-967                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller Artikelnummer | 967                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alternativnummer         | ICT-967                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller               | ImmunoChemistry Technologies                                                                                                                                                                                                                           |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktbeschreibung      | Quantify intracellular active chymotrypsin-like serine protease activity in vitro. The DAP group phosphonylates the active site serine residue. Analyze your samples using a flow cytometer, fluorescence microscope, or fluorescence plate reader.... |
| Target-Kategorie         | Chymotrypsin-like enzymes                                                                                                                                                                                                                              |